

## 金 ROM での自作テストの作成方法について


平素より、弊社 単元テスト および 金 ROM をご活用いただきまして、誠にありがとうございます。

金 ROM データと紙面データが異なる場合、金 ROM での自作テストを作成することで対応することができます。お手数をおかけいたしますが、下記手順を参考に作業をお願いいたします。

### ●操作手順



①金 ROM にログインし、  
「基本設定 データ管理」をクリックします。



②上のメニューから「テストの設定」を開きます。



③変更したい単元で  
「右クリック>単元の操作>単元のコピー」を  
クリックします。



④変更したい単元で

「右クリック>単元の操作>コピーした単元の挿入」をクリックします。



⑤変更したい単元と同名の自作テストができました。

(テスト種類が「自」となっています)

作成した自作テストの配点・観点を紙面に合わせて変更して、保存をクリックします。

※コピー元の同名の単元を実施しない場合は保留にチェックを入れます。



⑥以上で設定は完了です。

得点入力ができるようになりました。

金 ROM についてご不明な点がございましたら、弊社 金 ROM サポートダイヤル(042-984-1432)まで、お問い合わせください。

以上